

Anti-Tsen2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nce0

Artikelnummer: CM0029700



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TSEN2 (tRNA-Spleißendonukleasen-Untereinheit Sen2). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die RNA-Verarbeitungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSEN2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SEN2; PCH2B; SEN2L; TSEN2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80746
Gen-ID	80746
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von humanem TSEN2 (NP_079541.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NCE0
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel