

Anti-Tsen54 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z6J9

Artikelnummer: CM0017065



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen TSEN54 gerichtet ist, eine Untereinheit der tRNA-Spleiß-Endonuklease, die an der RNA-Verarbeitung und Neurodegeneration beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSEN54 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PCH4; PCH5; PCH2A; sen54; SEN54L; TSEN54
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	283989
GenID	283989
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von menschlichem TSEN54 (NP_997229.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z6J9
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel