

Kaninchen-Polyclonale Anti-Tsg101/Vps23 Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99816

Artikelnummer: CM0024057



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches TSG101/VPS23, validiert für WB, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum ESCRT-I-Komplex, Exosomen und virales Knospen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSG101/VPS23 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TSG10, VPS23, TSG101/VP523
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7251
GenID	7251
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 291-390 von menschlichem TSG101/VP523 entspricht (NP_006283.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99816
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel