

Anti-Tsg101/Vps23 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99816

Artikelnummer: CM0019779



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TSG101/VPS23 (ESCRT-I-Untereinheit). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung des endosomalen Transports, des viralen Budding und von Exosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSG101/VPS23 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TSG10; VPS23; TSG101/VPS23
Spezies	Human
GeneID (Human)	7251
GeneID	7251
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 291-390 von humanem TSG101/VPS23 entspricht (NP_006283.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99816
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel