

Anti-Tshb-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01222

Artikelnummer: CM0015625



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TSHB (TSH-beta), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Schilddrüsenhormonen und des Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSHB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TSH-B; TSH-BETA; TSHB
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7252
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50 bis zum C-Terminus des humanen TSHB (NP_000540.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01222
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel