


Anti-Tshz3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q63HK5

Artikelnummer: CM0023087



Einführung

Hochwertiger TSHZ3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines TSHZ3-Protein, ein Transkriptionsregulator, der für die Neuroentwicklung und die Bildung von Harnleiter-Glattmuskel entscheidend ist. Geeignet für Studien der Neurowissenschaft und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSHZ3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TSH3; ZNF537; TSHZ3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	57616
GeneID	57616
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 791-890 von menschlichem TSHZ3 (NP_065907.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q63HK5
Proteinmasse	119 kDa
Versand	Eisbeutel