


Anti-Tslp Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - Q969D9

Artikelnummer: CM0007391



Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler TSLP-Antikörper (SWISS: Q969D9) für WB, IHC, IF, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Reifung von dendritischen Zellen und die Forschung zu allergischer Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSLP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TSLP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	85480
GenID	85480
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-159 von humanem TSLP (NP_149024.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q969D9
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel