


Polyklonaler Anti-Tslp-Kaninchenantikörper Für Wb, If/Icc Und Elisa - Q969D9

Artikelnummer: CM0018588



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TSLP, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der TSLP-vermittelten Reifung dendritischer Zellen und allergischer Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSLP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TSLP
Art	Mensch
GeneID	85480
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 29-159 des humanen TSLP (NP_149024.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969D9
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku