


Anti-Tsnax-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99598

Artikelnummer: CM0016324



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TSNAX (TRAX, C3PO), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Unterstützt Studien zu RNA-Silencing-Komplexen und zur Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSNAX Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	C3PO; TRAX; TSNAX
Art	Mensch
GeneID	7257
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-290 des humanen TSNAX entspricht (NP_005990.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99598
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku