

Anti-Tspan18 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q80Wr1

Artikelnummer: CM0024013

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-Tspan18, geeignet für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen, validiert für Reaktivität mit Maus und Ratte. Tspan18 reguliert die ORAI1-Lokalisierung und Ca²⁺-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tspan18 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	6720430015; 2610042G18Rik; Tspan18
Spezies	Maus
GeneID	241556
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 149-248 von Maus-Tspan18 (NP_899003.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q80WR1
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel