

Anti-Tspan33 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Uf1

Artikelnummer: CM0029712

Einführung

TSPAN33 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-TSPAN33. Synthetisches Peptid-Immunogen, das auf den C-Terminus abzielt. Ideal für Studien zu Erythropoese und ADAM10-Interaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSPAN33 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PEN; PEN.; TSPAN-33; TSPAN33
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	340348
Gen-ID	340348
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200 bis zum C-Terminus von menschlichem TSPAN33 (NP_848657.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86UF1
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eispackung