

Anti-Tspan4/Nag-2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14817

Artikelnummer: CM0017471

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes TSPAN4/NAG-2 (auch bekannt als NAG2, TM4SF7) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität bei Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Tetraspanin-vermittelten Membranmikrodomänen und der Migrasomenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TSPAN4/NAG-2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NAG2; NAG-2; TM4SF7; TSPAN-4; TETRASPAN; TSPAN4/NAG-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7106
GenID	7106
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-200 von humanem TSPAN4/NAG-2 (NP_003262.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14817
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel