

Anti-Tspan7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P41732

Artikelnummer: CM0026188

Einführung

TSPAN7 Kaninchen-pAk (Polyklonale Antikörper), validiert für WB, IF-P, ELISA. Erkennt humanes TSPAN7 (28 kDa) mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Zellproliferation und Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSPAN7 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	A15; MXS1; CD231; MRX58; CCG-B7; TM4SF2; XLID58; TALLA-1; TM4SF2b; DXS1692E; TSPAN7
Spezies	Mensch
Gen-ID	7102
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 140-240 von humanem TSPAN7 (NP_004606.2) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P41732
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel