

Anti-Tspan8 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P19075

Artikelnummer: CM0014043

Einführung

Hochwertiger polyklonaler TSPAN8-Kaninchen-Antikörper für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Tetraspanin-Biologie, Zellmigration und Forschung zur Darmbarriere.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSPAN8 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CO-029; TM4SF3; TSPAN8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7103
Gen-ID	7103
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 110-200 des menschlichen TSPAN8 (NP_004607.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P19075
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel