

Anti-Tspan8 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19075

Artikelnummer: CM0013717

Einführung

Anti-TSPAN8 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Tetraspanin-8 ab, das an Zell signalisierung, Migration und Tumor progression beteiligt ist. Ideal für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSPAN8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CO-029; TM4SF3; TSPAN8
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7103
GeneID	7103
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 110-200 von humanem TSPAN8 (NP_004607.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19075
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel