

Anti-Tspo Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P30536

Artikelnummer: CM0022287

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TSPO (PBR), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Detektiert das 19 kDa große mitochondriale Translokator-Protein, das am Cholesterintransport und der Steroidsynthese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PBR/TSPO polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSPO1; PBR/TSPO
Spezies	Human
GeneID (Human)	706
GeneID	706
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-50 des humanen PBR/PBR/TSPO (NP_000705.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P30536
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Kühlakku