

Kaninchen-Polyclonales Anti-Tspy3-Antikörper Für Wb Und Elisa - P0Cv98

Artikelnummer: CM0019444

Einführung

Kaninchen-polyclonales TSPY3-Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches TSPY3, kreuzreagiert mit Ratte. Für Forschung zur Spermien Differenzierung und Proliferation. - P0CV98

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSPY3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CT78; TSPY; TSPY1; TSPY10; TSPY3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	728137
GenID	728137
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-308 des menschlichen TSPY3 (NP_001071165.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P0CV98
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel