

Anti-Tspyl2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H2G4

Artikelnummer: CM0013036

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TSPYL2 (Testis-specific Y-encoded-like protein 2), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-TSPYL2. Geeignet für die Untersuchung von transkriptioneller Regulation, Chromatin-Dynamik und Zellzyklus-Kontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSPYL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDA1; CTCL; NP79; TSPX; CINAP; DENTT; SE204; HRIHFB2216; TSPYL2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	64061
Gen-ID	64061
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 240-460 von humanem TSPYL2 (NP_071400.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H2G4
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eistasche