

## Anti-Tssk3 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Pn8

Artikelnummer: CM0031086

### Einführung

TSSK3 Kaninchen pAb validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Zielt auf testisspezifische Serin/Threonin-Kinase 3 ab, die essenziell für die Spermatidentwicklung und männliche Fruchtbarkeit ist. Ideal für Forschung im Bereich der Reproduktionsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TSSK3 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | TSK3; SPOGA3; STK22C; STK22D; TSSK3                                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)    | 81629                                                                                                                          |
| GenID             | 81629                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-268 des menschlichen TSSK3 (NP_443073.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Poliklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                    |
| SWISS             | Q96PN8                                                                                                                         |
| Proteinmasse      | 30 kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eispackung                                                                                                                     |