

Anti-Tssk4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Sa08

Artikelnummer: CM0030735

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches TSSK4 gerichtet ist, validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Die ~37 kDa testisspezifische Serin/Threonin-Kinase ist an der Spermatogenese und der Cre/Creb-Signalgebung beteiligt. Forschungsnutzung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSSK4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TSK4; TSK-4; TSSK5; STK22E; C14orf20; TSSK4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	283629
Gen-ID	283629
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 79-328 von menschlichem TSSK4 (NP_777604.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q6SA08
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel