


Anti-Ttbk2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Iq55

Artikelnummer: CM0026825



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes TTBK2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Das Target ist Tau-Tubulin-Kinase 2, ein Regulator der Ciliogenese und Tau-Phosphorylierung. Geeignet für die Forschung zu Neurodegeneration und Ziliopathien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TTBK2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	TTBK; SCA11; TTBK2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	146057
Gen-ID	146057
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1185-1244 des humanen TTBK2 enthält (NP_775771.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q6IQ55
Proteinmasse	137 kDa
Versand	Eisbeutel