

Anti-Ttc3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P53804

Artikelnummer: CM0012958

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen TTC3 E3-Ubiquitin-Protein-Ligase. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Ubiquitinierung, Akt-Signalgebung und neuronaler Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TTC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DCRR1; RNF105; TPRDIII; TTC3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7267
GenID	7267
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1400-1700 des menschlichen TTC3 (NP_003307.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53804
Proteingewicht	230 kDa
Versand	Eisbeutel