


Anti-Ttc5 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N0Z6

Artikelnummer: CM0014097



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes TTC5 (Strap), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Chromatinregulation und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TTC5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Strap; NEDCAFD; TTC5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	91875
GeneID	91875
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 des humanen TTC5 (NP_612385.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N0Z6
Proteinmasse	49kDa
Versand	Eisbeutel