

Anti-Ttc7A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9ULT0

Artikelnummer: CM0023069

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TTC7A, geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Forschung zur PI4K-Plasmamembran-Lokalisierung und Phosphatidylinositol-4-phosphat-Synthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	TTC7A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TTC7; GIDID; MINAT; TTC7A
Spezies	Mensch
GenID	57217
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem TTC7A (NP_001275880.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9ULT0
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eisbeutel