

Anti-Ttf-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43699

Artikelnummer: CM0009927

Einführung

Anti-TTF-1 Kaninchen-mAb, valid für WB, IF-P, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf NKX2-1, einen für die Lungen- und Schilddrüsenentwicklung entscheidenden Transkriptionsfaktor. Ideal für Krebs- und Entwicklungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TTF-1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7080
GenID	7080
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem NKX2-1 (P43699) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43699
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel