

Anti-Ttf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q15361

Artikelnummer: CM0024487

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes TTF1, einen nucleolären Transkriptionsterminationsfaktor, gerichtet ist. Validiert für IF/ICC und ELISA. Ideal für Studien zur Regulation der rDNA-Transkription und Nucleolusfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TTF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TTF-1; TTF-I; TTF1
Spezies	Mensch
GenID	7270
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 806-905 von humanem TTF1 (NP_031370.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15361
Proteingewicht	103kDa
Versand	Eisbeutel