

Anti-Ttf2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uny4

Artikelnummer: CM0029835

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches TTF2, ein Transkriptionsterminierungsfaktor, der an der Entfernung der RNA-Polymerase II beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA, unterstützt die Forschung in Genregulation und Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TTF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	F2; HuF2; ZGRF6; TTF2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	8458
GenID	8458
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-270 des menschlichen TTF2 (NP_003585.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UNY4
Proteingewicht	130 kDa
Versand	Eisbeutel