

Anti-Ttk Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P33981

Artikelnummer: CM0024033



Einführung

Kaninchen-polklonaler TTK (MPS1)-Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt humanes, murine und Ratten-TTK; zielt auf die Kinase des mitotischen Spindelaufbau-Kontrollpunkts ab. Ideal für Studien zum Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TTK Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliaße	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPS1L1; TTK
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7272
Gen-ID	7272
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 536-789 des menschlichen TTK (NP_003309.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P33981
Proteinmasse	97kDa
Versand	Eisbeutel