

Anti-Ttll12-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14166

Artikelnummer: CM0023234

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TTLL12 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. TTLL12 ist ein Regulator von posttranslationalen Modifikationen von Tubulin, der Mitose, der Chromosomenstabilität und der angeborenen antiviralen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TTLL12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	dj526i14.2; TTLL12
Spezies	Mensch
Gen-ID	23170
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 485-644 von humanem TTLL12 (NP_055955.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14166
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel