


Anti-Ttr Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P02766

Artikelnummer: CM0011584



Einführung

Anti-TTR Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf humanes Transthyretin (P02766), einen Schilddrüsenhormon-Transporter. Ideal für die Untersuchung von Amyloidose und Hormontransportmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TTR Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CTS; TTN; ATTR; CTS1; PALB; TBPA; HEL111; HsT2651; TTR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7276
GenID	7276
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 68-147 von humanem TTR (P02766) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02766
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel