

Anti-Tubb8-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q3Zcm7

Artikelnummer: CM0014992

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TUBB8, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung der meiotischen Spindelassembly und der Oozytenreifung in der reproduktionsbiologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TUBB8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OOMD; OOMD2; OZEMA2; bA631M21.2; TUBB8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	347688
Gen-ID	347688
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 344-444 von humanem TUBB8 (NP_817124.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q3ZCM7
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel