

Anti-Tubb8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q3Zcm7

Artikelnummer: CM0030550

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TUBB8, zielt auf aa 350-444 ab. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Ideal für die Forschung zu Mikrotubuli-Dynamik und Oozytenreifung. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TUBB8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OOMD; OOMD2; OZEMA2; bA631M21.2; TUBB8
Spezies	Mensch (Human)
Gen-ID (Mensch)	347688
Gen-ID	347688
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 350-444 von humanem TUBB8 (NP_817124.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch (Human)
SWISS	Q3ZCM7
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel