

Anti-Tubgcp3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Cw5

Artikelnummer: CM0029740



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Gamma-Tubulin-Komplexkomponente 3 (TUBGCP3/GCP3), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zu Zentrosomen und Mikrotubulus-Nukleation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TUBGCP3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliae	104p; ALP6; GCP3; Spc98; SPBC98; Spc98p; Grip104; TUBGCP3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10426
Gen-ID	10426
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des humanen TUBGCP3 (NP_001273207.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96CW5
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel