

Anti-Tubgcp5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Rt8

Artikelnummer: CM0020646



Einführung

Kaninchen-polyklonaler TUBGCP5-Antikörper (118 kDa) für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und Ratten-TUBGCP5, eine Schlüsselkomponente des Gamma-Tubulin-Ringkomplexes, der an der Mikrotubuli-Nukleation beteiligt ist. Geeignet für die Erforschung der Zentrosombiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TUBGCP5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GCP5; TUBGCP5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	114791
GeneID	114791
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen TUBGCP5 (NP_443135.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q96RT8
Proteingewicht	118 kDa
Versand	Kühlakku