

Anti-Tubulin-Beta-1-Kette Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4B7

Artikelnummer: CM0002060

Einführung

Anti-Tubulin-beta-1-Kette Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humane Tubulin-beta-1-Kette, kreuzreagiert mit Maus, Ratte, Rind, Hund und Affe. Geeignet für Studien zu Struktur und Funktion von Mikrotubuli.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tubulin-beta-1-Kette Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MACTHC1; Tubulin beta-1 chain
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	81027
Gen-ID	81027
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 352-451 der humanen Tubulin-beta-1-Kette (Q9H4B7) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Rind, Hund, Affe
SWISS	Q9H4B7
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Eisbeutel