


## Anti-Tufm Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49411

Artikelnummer: CM0025723



### Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes TUFM (EF-TuMT), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal für die Erforschung von mitochondrialer Translation, Autophagie und angeborener Immunität. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TUFM Kaninchen pAb                                                                                                               |
| Anmerkungen/Alias | P43; EFTU; COXPD4; EF-TuMT; TUFM                                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                           |
| GeneID (Mensch)   | 7284                                                                                                                             |
| GeneID            | 7284                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 186-455 des menschlichen TUFM (NP_003312.3) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                              |
| SWISS             | P49411                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 50 kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                        |