


Anti-Tug/Aspscr1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bze9

Artikelnummer: CM0003903



Einführung

CamelBios Anti-TUG/ASPSCR1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines TUG/ASPSCR1, ein GLUT4-Verankerungsprotein mit einer Masse von ~60 kDa. Ideal für die Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TUG/ASPSCR1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliae	TUG; ASPL; ASP5; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPCR1; TUG/ASPSCR1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79058
Gen-ID	79058
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem TUG/ASPSCR1 (Q9BZE9).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BZE9
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel