

Anti-Tulp2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P46686

Artikelnummer: CM0020247

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen Maus-Tulp2 (Tubby-verwandtes Protein 2). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung an Retina und Hoden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tulp2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Pdet, Tulp2
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	7288
Gen-ID	56734
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 78-305 von Maus-Tulp2 (NP_032833.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46686
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel