

Polyklonaler Anti-Tweakr/Fn14/Cd266-Antikörper Für Wb - Q9Np84

Artikelnummer: CM0013660



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TWEAKR/Fn14/CD266 (TNFRSF12A). Validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Rekombinantes Immunogen; 14 kDa; reaktiv mit humanem Protein. Geeignet für die Erforschung von Apoptose und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TWEAKR/Fn14/CD266 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51330
GeneID	51330
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 28-129 des humanen TWEAKR/Fn14/CD266 (NP_057723.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NP84
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku