

Anti-Tweakr/Fn14/Cd266 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Np84

Artikelnummer: CM0010392



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TWEAKR/Fn14/CD266 (TNFRSF12A), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Rekombinantes Immunogen von Aminosäure 50-129. Erkennt das 14 kDa große Protein. Geeignet für Studien zu Apoptose, Angiogenese und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TWEAKR/Fn14/CD266 Kaninchen mAk
Bemerkung/Alias	FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51330
GenID	51330
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-129 von humanem TWEAKR/Fn14/CD266 (Q9NP84) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NP84
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel