

Anti-Twf1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q12792

Artikelnummer: CM0017720



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes TWF1 (Twinstillin-1/A6/PTK9). Validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Ideal für Forschung zu Aktindynamik und Endozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TWF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	A6, PTK9, TWF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5756
Gen-ID	5756
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 101-350 des humanen TWF1 (NP_002813.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q12792
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel