


Anti-Twf2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6lbs0

Artikelnummer: CM0026428



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Twinfilin-2 (TWF2), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Beteiligt an Aktindynamik und Endozytose. Geeignet für die Zytoskelett-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TWF2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	A6r; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11344
Gen-ID	11344
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-349 von menschlichem TWF2 (NP_009215.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6IBS0
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel