

Anti-Twist-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15672

Artikelnummer: CM0025904



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Twist-Protein (TWIST1, bHLHa38). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Transkriptionsregulation, kraniofazialer Entwicklung und Myogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Twist Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
Spezies	Human
GeneID (human)	7291
GeneID	7291
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von Twist (NP_000465.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15672
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eistüte