

Anti-Twist Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15672

Artikelnummer: CM0023779



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes Twist (TWIST1) für WB, IHC-P, ELISA. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Transkriptionsregulation, Myogenese und Kraniosynostose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Twist Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7291
Gen-ID	7291
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 51-150 von humanem Twist (NP_000465.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15672
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel