

Anti-TxlNa Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P40222

Artikelnummer: CM0020154

Einführung

Anti-TXLNA Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, ELISA. Erkennt humanes Alpha-Taxilin (62 kDa, Gen-ID 200081), ein Protein, das am intrazellulären Vesikeltransport und der Exozytose beteiligt ist. Für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TXLNA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IL14; TXLN; TXLNA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	200081
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 1-160 von menschlichem TXLNA (NP_787048.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40222
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel