

Anti-TxlNa-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P40222

Artikelnummer: CM0019666

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Alpha-Taxilin (TXLNA). Geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Ideal zur Untersuchung des intrazellulären Vesikeltransports und der calciumabhängigen Exozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TXLNA-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IL14; TXLN; TXLNA
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	200081
GeneID	200081
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-160 des menschlichen TXLNA (NP_787048.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40222
Proteinmasse	62 kDa
Versand	Kühlakku