

Anti-Txndc12 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95881

Artikelnummer: CM0018647



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes TXNDC12 (ERp18/ERp19), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der ER-Proteindisulfidisomerase-Aktivität und Redoxregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TXNDC12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	AG1, AGR1, ERP16, ERP18, ERP19, TLP19, hAG-1, PDIA16, hTLP19, TXNDC12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51060
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 93-172 des humanen TXNDC12 (NP_056997.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95881
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel