


Anti-Txndc5 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q8Nbs9

Artikelnummer: CM0018664



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TXNDC5 (ERp46), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der ER-Proteinfaltung und Disulfidbindungsbildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TXNDC5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCC2; ERP46; HCC-2; STRF8; PDIA15; UNQ364; ENDOPDI; TXNDC5
Spezies	Human
GeneID (Human)	81567
GeneID	81567
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-324 von humanem TXNDC5 (NP_001139021.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NBS9
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel