

Anti-Txndc9 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14530

Artikelnummer: CM0030321

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen TXNDC9, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murine und rattisches TXNDC9, ein negativer Regulator der Chaperonin-TCP1-ATPase-Aktivität, der an der Faltung von Aktin und Tubulin beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TXNDC9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	APACD, PHLP3, TXNDC9
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10190
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-110 des menschlichen TXNDC9 (NP_005774.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14530
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eisbeutel