


Anti-Txnip Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H3M7

Artikelnummer: CM0019797



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TXNIP (VDUP1), geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von oxidativem Stress, Zellzyklusregulation und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TXNIP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	THIF; VDUP1; ARDC6; HHCPA78; EST01027; TXNIP
Spezies	Human
GeneID (Human)	10628
GeneID	10628
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 291-391 von humanem TXNIP entspricht. (NP_006463.3).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H3M7
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel